

AIR-FLOW®

3.0



AIR-FLOW® handy 3.0

EMS 
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

AIR-FLOW® handy 3.0
ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ AIR-FLOW®

AIR-FLOW® handy

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ AIR-FLOW® С
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОС



3.0

НОВЫМ СТАНДАРТОМ КАЧЕСТВА, ЭРГОНОМИКИ И ДИЗАЙНА



ПРОФИЛАКТИКА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 3.0
СЪЕМНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТВЕЧАЕТ САМЫМ ЖЕСТКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЦЕЛОГО СПЕКТРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР **ОТ ПОДДЕСНЕВОЙ ОБРАБОТКИ ДО НАДДЕСНЕВОЙ**

СОВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ →



AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO ПРЕМИУМ-КЛАССА

> Для профилактики на высоком уровне - всегда готов к использованию при обработке поддесневых и наддесневых областей с применением соответствующих наконечников AIR-FLOW® и порошков PERIO и PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO НАКОНЕЧНИК PLUS

> Оптимальный для обработки зубодесневых карманов глубиной до 4 мм, а также всех видимых участков зубов - функциональный и эффективный в сочетании с порошком AIR-FLOW® PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO НАКОНЕЧНИК PERIO

> Для оптимальной обработки поддесневых областей в карманах глубиной более 4 мм, позволяет легко и основательно удалить биопленку с помощью порошков AIR-FLOW® PERIO и PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0

> Специализируется во всех видах обработки наддесневых областей, обеспечивая наилучшие результаты на всех видимых участках зубов с помощью порошков AIR-FLOW® CLASSIC, CLASSIC COMFORT и SOFT



AIR-FLOW® handy 3.0

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ AIR-FLOW®

**ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ
→ ИЗУМИТЕЛЬНО
УТОНЧЕННЫЙ
ДИЗАЙН И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
КОМФОРТА В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

> Дизайн обеспечивает
хороший обзор рабочего поля




> Сбалансированный для удобства выполнения манипуляций



AIR-FLOW® handy 3.0

AIR-FLOW® handy 3.0


ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ AIR-FLOW®



**ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
AIR-FLOW® PERIO
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА САМЫЕ
ГЛУБОКИЕ ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ
КАРМАНЫ, УСТРАНЯЕТ
БИОПЛЕНКУ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ
- ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАТОГЕННЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ**

Носик PERIO для поддесневоего применения - три горизонтально направленные отверстия для выхода воздушно-порошковой смеси, одно вертикально направленное отверстие для выхода воды

ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ → ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ AIR-FLOW® И АППАРАТА AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO



> Обнаженная часть имплантата вследствие резорбции костной ткани

- > Периимплантит - это пародонтит у пациентов с имплантатами
- > На поверхности имплантата скапливается зубной налет, вызывая воспалительный процесс в тканях, окружающих имплантат, что впоследствии может привести к резорбции костной ткани и подвижности имплантата
- > Регулярные профилактические мероприятия с применением Оригинальной терапии AIR-FLOW® предупреждают развитие периимплантита

Рентгеновский снимок предоставлен: Prof.Dr. Stefan Renvert, Кристианштадский университет, Швеция



**AIR-FLOW®
EASY-FILL**

- > Надежно
быстро и
чисто



ОБРАБОТКА ВСЕЙ ПОЛОСТИ РТА С ПОМОЩЬЮ ТЕРАПИИ AIR-FLOW®

**СМЕСЬ ИЗ ВОЗДУХА И ОРИГИНАЛЬНОГО ПОРОШКА* AIR-FLOW®,
СОЕДИНЯЮЩАЯСЯ СО СТРУЕЙ ВОДЫ, БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО
УДАЛЯЕТ ЗУБНОЙ НАЛЕТ, А ТАКЖЕ БИОПЛЕНКУ СО ВСЕЙ ПОЛОСТИ
РТА - МИНИМАЛЬНО АБРАЗИВНО И БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЛАКА ПЫЛИ**

* ВСЕ ВИДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ AIR-FLOW® РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ВНУТРЕННИМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ КОМПАНИИ EMS И ПРОИЗВОДЯТСЯ
КОМПАНИЕЙ EMS ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СОЧЕТАНИИ
С ОРИГИНАЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ AIR-FLOW®.



EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon

Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com